

生产任务通知单

任务编号：TS2022093002

1, 订单类型:

☒客户订单（荧飒内部订单号：SIN08922~09022） ☐自用研发项目 ☐样机 ☐其它


2, 配置类型:

(由销售勾选) ☐标准品 ☒标准品修改 ☐非标准品(由商务申请后勾选) ☐邱亚 ☐郑留念

3, 任务信息

录入日期	2022-9-30	答交时间	2022-11-20
客户名称	奥谱天成(厦门)光电有限公司	销售姓名	王伟
合同号码	批量合同	产 品 线	中红外
生产型号	FOLI10(ATP8900+)	数 量	2 台
序 列 号	MSN220040: MSN220041	是否出口	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是

4, 设备外观说明（他方定制类要求需填写《INSA-JL04-12 客户定制化外观平面设计需求单 A1》）

1) LOGO 要求:	
2) 机身型号:	ATP8900+
3) 铭牌打印型号:	ATP8900+
4) 其他说明:	

5, 硬件生产配置

序号	型号/物料号	数量	描述	备注
1)	FOLI10	2	红外主机 (<u>ZnSe 分束器及 KBr 窗片</u> , 防潮 DLaTGS 检测器) 2022/11/1 修改	分辨率: 1cm ⁻¹ 。代理暂时更换 <u>ZnSe 分束器, 我们有 KBr 分束器后, 再更换。</u> 2022/11/1 修改
2)	Mod-TR	2	透射模块, 带支架(适合于 Foli10-T, Foli10-ATR) 包含一个 13mm 样品架, 用于放置 13mm 的固体片。	为了使透射模块的信号不饱和, 建议在支架的另外一侧增加几个小孔金属片进行衰减。
3)	Mod-ATR-D	2	金刚石 ATR 模块(适合于 Foli10-ATR, Foli10-T)	
4)	Mod-ATR-Z	1	ZnSe 单次反射模块(适合于 Foli10-ATR, Foli10-T)	

5)	Mod-ATR-Z5	1	ZnSe 5 次反射模块(适合于 Foli10-ATR,Foli10-T)	做一个防液体挥发的铝质盖子 (长方体空壳), 下面的四周有 O 型圈, 嵌入凹槽内。测量挥发液体时, 把这个盖子盖上即可减少挥发
6)	Mod-ATR-G	1	Ge 单次反射模块(适合于 Foli10-ATR,Foli10-T)	
7)	Mod-DR-U	1	朝上反射模块, 包含配套的反射镜(适合于 Foli10-ATR,Foli10-T)	配置 2、5、8、13mm 的同心圆片, 黑色, 防吸收

6, 软件

序号	物料号	数量	描述	备注
1)	S-IR	1	标准的采集软件	所有界面均为英文 20220828-英文版
2)				

7, 配套国内/国际成品采购

序号	物料号	数量	描述	备注
1)				
2)				

8, 打包要求 (可多选)

☐ 常规包装
 ☒ 中性包装 (去 LOGO 包装, 箱子和胶带都去 logo)
 ☐ 定制包装 (详细说明:)
 ☒ 防潮铝箔包装

9, 其他

包装箱由他们来购买, 但箱子的内衬, 需要张旭设计后, 发给他们来定制。然后寄到上海, 我们来负责发货给国内的货代。

这是第一家代理, 他们不再需要硬壳包装箱了。